



上海浦东张江高科技园区祖冲之路1505弄138号6层 电 话: 021-38762096 021-38760130 免费热线: 4006400826 4006400860

重要提示

您现在手上拿到的是欧易生物提供的 IncRNA 芯片的初步报告,项目结束以后,我们还将为您提供一次深入数据分析的服务,请将您还需要的分析要求汇总后,直接联系与您洽谈的销售代表,数据分析人员得到反馈后会尽快安排进一步分析工作。有任何疑问,请拨打公司总机 021-38760130 或服务热线4006-4008-26,前台会为您转接至相关人员。

以下是欧易生物可以提供的深入分析的内容以及相应的分析要求,供您选择(请务必认真阅读并了解实现每项分析的前提条件)。

oebiotech

上海欧易生物医学科技有限公司

上海浦东张江高科技园区祖冲之路1505弄138号6层 电 话: 021-38762096 021-38760130 免费热线: 4006400826 4006400860

目 录

1.	差异基因或 IncRNA 筛选	3
2.	差异整合分析(venn 分析)	3
3.	关联分析	4
4.	聚类分析	5
1	1) 非监督层次聚类分析	5
2	2) 自组织映射聚类分析(SOM)	6
5.	主成分分析(PCA)	7
6.	GO 富集度分析	7
7.	KEGG 富集度分析	8
8.	蛋白网络分析	9



上海浦东张江高科技园区祖冲之路1505弄138号6层 电 话: 021-38762096 021-38760130 免费热线: 4006400826 4006400860

深入分析内容

1. 差异基因或 IncRNA 筛选


- 1) 在原有差异筛选的基础上,重新指定其他的实验组和对照组,进行差异筛选。
- 2) 改变芯片探针过滤条件和(或)差异倍数筛选条件对差异基因或 lncRNA 进行重新筛选。原有的芯片探针过滤标准和倍数筛选标准在初步报告 "分析数据文件夹"下"Agilent lncRNA 芯片分析文件查看说明"中有详细说明。由于生物样本本身原因(个体差异比较大或者不明显)或者实验设计原因(比如没有设置生物学重复等),可能导致您项目中筛选得到的差异基因过多或者过少,这个时候您可以根据自己的需求对相应的阈值进行调整。

2. 差异整合分析(venn 分析)

对不同的比较进行交并集分析,找出几组比较之间共同或者各自特有的差异表达基因或 lncRNA。

实现该分析的前提条件:需要您指定用于交并集分析的比较,每一次交并集分析仅针对2组以上(包括2组)、4组以内(包括4组)比较的整合分析。

结果形式:





上海浦东张江高科技园区祖冲之路1505弄138号6层 电 话: 021-38762096 021-38760130 免费热线: 4006400826 4006400860

结果说明:

差异整合 分析	研究对象	基因个数
1	比较1的差异基因或IncRNA,扣掉比较2、比较3中的差异基因或IncRNA	964
2	比较2的差异基因或lncRNA,扣掉比较1,比较3中的差异基因或lncRNA	569
3	比较3的差异基因或IncRNA,扣掉比较1,比较2中的差异基因或IncRNA	42
4	比较1与比较2中共有的差异基因或IncRNA,扣掉比较3中的差异基 因或IncRNA	2327
5	比较1与比较3中共有的差异基因或IncRNA,扣掉比较2中的差异基 因或IncRNA	35
6	比较2与比较3中共有的差异基因或lncRNA,扣掉比较1中出现的差异基因或lncRNA	19
7	比较1,比较2,比较3中共有的差异基因或IncRNA	21

3. 关联分析

对指定的 lncRNA 和 mRNA 进行关联分析,计算相关系数,根据设定的阈值筛选 lncRNA 和 mRNA 关系对,构建 lncRNA-mRNA 共表达网络。

实现该分析的前提条件:该项分析仅针对每组设置三个及以上生物学重复的实验,并需要您指定用于关联的样本以及 lncRNA 和 mRNA。结果形式:

IncRNA-mRNA对

pvalue	相关性系数	GenomicCoordinates	mRNA	PrimaryAcc
0.0070416	0.85335956	chr5:67704695-67704636	A_23_P100127	NM_170589
0.0052559	0.867473911	chr22:35836113-35836172	A_23_P100127	NM_170589
0.0022051	0.901668883	chr4:53579273-53579332	A_23_P100602	NM_005993
0.0012819	0.918284327	chr6:138144988-138144929	A_23_P100602	NM_005993
0.0023064	0.900146334	chr2:102067115-102067056	A_23_P100602	NM_005993
0.0038051	0.881435071	chr1:208039527-208039468	A_23_P100602	NM_005993
0.0020047	0.904819266	chr4:53617789-53617730	A_23_P100602	NM_005993
0.0053053	0.867045149	chr3:136792395-136792454	A_23_P100602	NM_005993
0.000657	0.934882391	chr6:111866669-111866728	A_23_P100602	NM_005993
0.0058382	0.862573555	chr3:158454371-158454430	A_23_P100602	NM_005993
	0.0070416 0.0052559 0.0022051 0.0012819 0.0023064 0.0038051 0.0020047 0.0053053 0.000657	0.0070416	0.0070416 0.85335956 chr5:67704695-67704636 0.0052559 0.867473911 chr22:35836113-35836172 0.0022051 0.901668883 chr4:53579273-53579332 0.0012819 0.918284327 chr6:138144988-138144929 0.0023064 0.900146334 chr2:102067115-102067056 0.0038051 0.881435071 chr1:208039527-208039468 0.0020047 0.904819266 chr4:53617789-53617730 0.0053053 0.867045149 chr3:136792395-136792454 0.000657 0.934882391 chr6:111866669-111866728	0.0070416 0.85335956 chr5:67704695-67704636 A_23_P100127 0.0052559 0.867473911 chr22:35836113-35836172 A_23_P100127 0.0022051 0.901668883 chr4:53579273-53579332 A_23_P100602 0.0012819 0.918284327 chr6:138144988-138144929 A_23_P100602 0.0023064 0.900146334 chr2:102067115-102067056 A_23_P100602 0.0038051 0.881435071 chr1:208039527-208039468 A_23_P100602 0.0020047 0.904819266 chr4:53617789-53617730 A_23_P100602 0.0053053 0.867045149 chr3:136792395-136792454 A_23_P100602 0.000657 0.934882391 chr6:111866669-111866728 A_23_P100602

结果说明:

将 lncRNA, mRNA 进行相关性分析, 筛选显著性 p 值小于 0.01 且相关系数 大于等于 0.8 的 lncRNA-mRNA 对, 该筛选条件也可以根据您的需要进行更改。



上海浦东张江高科技园区祖冲之路1505弄138号6层 电 话: 021-38762096 021-38760130 免费热线: 4006400826 4006400860


4. 聚类分析

1) 非监督层次聚类分析

计算多个样品两两之间的距离,构成距离矩阵,合并距离最近的两类为一新类,计算新类与当前各类的距离,再合并、计算,直至只有一类为止,用挑选的差异基因或 lncRNA 的表达情况来计算样品直接的相关性,一般来说,同一类样品能通过聚类出现在同一个簇中,聚在同一个簇中的基因或 lncRNA 可能具有相似的生物学功能。

实现该分析的前提条件:需要您指定用于聚类分析的样本和基因或 lncRNA,每一次聚类包含至少 3 个以上(包含 3 个)样本,基因数量尽量不要超过 1000。我们建议您也可以自己利用聚类分析软件 cluster 3.0 进行聚类分析,相应的安装程序以及软件具体的介绍和操作流程见"常用软件"文件夹内"cluster 3.0 and treeview"文件。

结果形式:



结果说明:

色阶表示基因表达量从相对低(绿)到相对高(红)变化。行名代表样本名称,列名代表探针名称。






上海浦东张江高科技园区祖冲之路1505弄138号6层 电 话: 021-38762096 021-38760130 免费热线: 4006400826 4006400860

2) 自组织映射聚类分析(SOM)

自组织映射聚类是以神经网络算法为基础的一种分割性聚类方法。SOM 按照每一基因表达向量与各类中参照向量的相似性,将基因或者 IncRNA 分类,因此它与均值聚类的不同之处就是需要定义参照向量。在确定类的几何形状时,研究者就在有效地确定分类的数目。SOM 将高维的表达数据呈现在低维的空间中,结果便于解释。相邻节点的参照向量接近,结果图中保存了邻簇关系,更便于对结果进行调整。

实现该分析的前提条件:该分析仅适用于设置了浓度梯度或者时间梯度的实验,需要您指定用于聚类分析的样本名称和顺序,每一次聚类包含至少3个以上(包含3个)样本。

结果形式:





上海浦东张江高科技园区祖冲之路1505弄138号6层 电 话: 021-38762096 021-38760130 免费热线: 4006400826 4006400860

结果说明:


每个趋势用不同颜色的折线表示。每个趋势可以通过一个六边形同另外一个趋势连接。 六边形的灰度表示相关性系数(correlation)的大小,白色: correlation=1,黑色: correlation=0, 灰度表示不同的相关性系数。通过连接相邻两个趋势的六边形的灰度可以了解它们之间的相 关性系数。

5. 主成分分析(PCA)

通过 PCA 分析,各组样本分布在二维空间的不同区域,同组的样品在空间分布比较集中,说明这些基因或者 lncRNA 选取具有代表性。

实现该分析的前提条件:需要您指定用于 PCA 分析的样本和基因或者 IncRNA。

结果形式:



6. GO 富集度分析

通过 GO 分类号和 GO 数据库相关分析工具将分类与具体基因联系起来,从而对这个基因的功能进行描述。在芯片的数据分析中,研究者可以找出哪些变化基因属于一个共同的 GO 功能分支,并用统计学方法检定结果是否具有统计学意义,从而得出变化基因主要参与了哪些生物功能。

实现该分析的前提条件:在初步报告中已经对每一组差异筛选数据进行了 GO 富集度分析,如果您需要对一些特定的基因进行 GO 富集分析,请指定用于分析的基因。





上海浦东张江高科技园区祖冲之路1505弄138号6层 电 话: 021-38762096 021-38760130

免费热线: 4006400826 4006400860

结果形式:

Terms

Rank	ID	Term	List Hits	List Total	Population Hits	Population Total	P-value	Genes ID	's	Genes Names
1	GO:0055085	transmembrane transport	10	86	670	14200	7.13e-03	118980 140803		sideroflexin 2 ▼
2	GO:0007049	cell cycle	6	86	403	14200	3.54e-02	1104 23176	Ŷ.	regulator of chromosome condensation 1
3	GO:0007608	sensory perception of smell	6	86	434	14200	4.79e-02	1813 219981	<u>^</u>	dopamine receptor D2
4	GO:0051301	cell division	5	86	262	14200	2.14e-02	1104 311	<u>_</u>	regulator of chromosome condensation 1
5	GO:0034329	cell junction assembly	3	86	89	14200	1.68e-02	10326 253559	÷	signal-regulatory protein beta 1 🔻

7. KEGG 富集度分析

根据挑选出的差异基因,计算这些差异基因同 Pathway 的超几何分布关系,Pathway 分析会对每个有差异基因存在的 pathway 返回一个 p-value,小的 p 值表示差异基因在该 pathway 中出现了富集。Pathway 分析对实验结果有提示的作用,通过差异基因的 Pathway 分析,可以找到富集差异基因的 Pathway 条目,寻找不同样品的差异基因可能和哪些细胞通路的改变有关。


实现该分析的前提条件:在初步报告中已经对每一组差异筛选数据进行了 KEGG 富集度分析,如果您需要对一些特定的基因进行 KEGG 富集分析,请指 定用于分析的基因。

结果形式:

Rank	ID	Term	List Hits	List Total	Population I	Population Total	P-value	Genes ID	's	Genes Names
1	04110	Cell cycle	15	282	128	6790	2.49e-04	104394 11920	:	E2F transcription factor 4
2	04141	Protein processing in endoplasmic reticulum	15	282	171	6790	4.82e-03		-	E2F transcription factor 4 ataxia telangiectasia mutated homolog (human) cyclin A2
3	04660	T cell receptor signaling pathway	15	282	112	6790	5.38e-05	12402 12525	*	cyclin D1 proliferating cell nuclear antigen polo-like kinase 1 (Drosophila)
4	04062	Chemokine signaling pathway	14	282	187	6790	2.33e-02	109905 12540	÷	retinoblasiona-like 1 (p107) transforming growth factor, beta 1 CDC14 cell division cycle 14 homolog B (S. cerevisiae)
5	04510	Focal adhesion	14	282	200	6790	3.83e-02	109905 12043		WEE 1 homolog 1 (S. pombe) tyrosine 3-monooxygenase/typtophan 5-monooxygenase activation protein, eta polypeptide
6	04722	Neurotrophin signaling pathway	14	282	132	6790	1.09e-03	109905 12043	*	cell division cycle 6 homolog (S. cerevisiae) origin recognition complex, subunit 5 culin 1
7	04380	Osteoclast differentiation	12	282	118	6790	3.48e-03		-	anaphase promoting complex subunit 2 ลูนด์ prinospriniase 3, เล่าเล้นะ resisiani
8	04120	Ubiquitin mediated proteolysis	11	282	142	6790	3.36e-02	12402 15204	-	Casitas B-lineage lymphoma
9	04640	Hematopoietic cell lineage	11	282	83	6790	5.86e-04	12482 12494	+	membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1
10	04210	Apoptosis	10	282	86	6790	2.82e-03			ataxia telangiectasia mutated homolog (human)
11	05323	Rheumatoid arthritis	8	282	85	6790	2.42e-02		-	acid phosphatase 5, tartrate resistant
12	04666	Fc gamma R-mediated phagocytosis	8	282	92	6790	3.67e-02	12540 13429	<u>.</u>	cell division cycle 42 homolog (S. cerevisiae) ▼
13	04662	B cell receptor signaling pathway	7	282	76	6790	3.76e-02	14281 14784	*	FBJ osteosarcoma oncogene
14	05140	Leishmaniasis	7	282	65	6790	1.76e-02	14281 14969	*	FBJ osteosarcoma oncogene
		1007 125						105244		



上海浦东张江高科技园区祖冲之路1505弄138号6层 电 话: 021-38762096 021-38760130 免费热线: 4006400826 4006400860



8. 蛋白网络分析

研究与此蛋白质相互作用的其他蛋白质的信息,以使研究人员能够更加深入地认清相关蛋白质的功能,更清楚地理解其调控机制。

实现该分析的前提条件:指定用于蛋白网络分析的基因,数目不超过 500。由于做出的网络分析图中主要的相关信息都只能在网页上出现,所以我们建议您可以自己利用在线 STRING 软件进行蛋白网络分析,软件具体的介绍以及操作流程见"常用软件"文件夹内"STRING蛋白网络分析操作流程"文件。



上海浦东张江高科技园区祖冲之路1505弄138号6层 话: 021-38762096 021-38760130

免费热线: 4006400826 4006400860

