

上海浦东张江高科技园区祖冲之路1505弄138号6愿 电 话: 021-38762096 021-38760130 免费热线: 4006400826 4006400860

IncRNA 芯片数据查看说明

数据文件夹中包含内容

文件	描述
1原始数据	芯片杂交后获得的原始数据。
2 标准化数据	样本的原始信号值,标准化信号值以及检出情况。
3 差异筛选	根据芯片确认单中提供的分析要求进行的比较数据, 在设生物学重复下,利用火山图展示差异表达情况
4 <u>GO 分析</u>	对差异基因进行 GO 富集分析,统计每个 GO term 中所包括的差异基因个数,并用统计检验的方法计算每个GO term 中差异基因富集的显著性。
5 <u>Pathway 分析</u>	结合 KEGG 数据库,对差异基因进行 Pathway 显著性分析。分析每个 Pathway 中所包含的差异基因个数,用统计检验计算每个 Pathway 中差异基因富集的显著性。
6聚类分析	对差异表达基因进行非监督层次聚类, 用热图展示。要求设生物学或者技术重复。

1、原始数据(该文件用 excel 打开)

利用 Feature Extraction 软件 (version10.7.1.1, Agilent Technologies)从扫描图片上提取得到的数据。具体的表头解释见"原始数据"文件夹中"原始数据表头说明"文件。

2、标准化数据(该文件用 excel 打开)

将原始数据导入 Genespring 软件(version 12.5,Agilent),利用 quantile 的方法进行标准化后得到的结果,包含原始信号值,标准化信号值,检出情况以及详细的注释信息。

表头	示例
ProbeName: 探针号	A_23_P326296
样本名+.txt(raw): 原始信号值	5000



上海浦东张江高科技园区祖冲之路1505弄138号6愿 电 话: 021-38762096 021-38760130 免费热线: 4006400826 4006400860

样本名+.txt (normalized): 用 quantile 法标准化的信号值,并且经过 log2 转换	12
gIsWellAboveBG_Call: 样本的旗标	Р
others: 见芯片注释信息(下表)	

芯片注释信息

表头		示例		
TargetID	检测的 non-codingRNA 的 ID 号	TCONS_00011455		
Probe_Sequence	探针序列	AGAGTTAGAGAAAGCA GCAAAGACTACAAGAC TTCAGAGTCACAGCTG GCTACAAACCCA		
lincID	LincRNA ID 号	TCONS_00011455		
UCSCID	USUC 数据库登录号	uc002xip.2		
Ensembl_Transcript_I D	Ensembl 数据库登录号	ENST00000455973		
RefACC	Refseq 登录号	NR_026903		
UniGeneID	UniGene ID 号	Hs.79110		
GenbankID	Genbank 登录号	NR_026903		
TIGRID	TIGR 登录号	THC2700111		
Description.From.NCBI	来源于 NCBI 描述	uncharacterized LOC441204		
Description.from.other.so urce	其他来源描述	Homo sapiens uncharacterized locus LOC441204 (LOC441204), non-coding RNA [NR_015364]		
havana_transcript	Havana 登录号	OTTHUMT00000412363.1		
Description.from.paper	文献中描述			
EntrezGeneID	EntrezGene 登录号	5473		
GeneSymbol	基因缩写	PPBP		
GeneName	基因名称	pro-platelet basic protein (chemokine (C-X-C motif) ligand 7)		
DESCRIPTION	描述	Homo sapiens pro-platelet basic protein (chemokine (C-X-C motif) ligand 7) (PPBP), mRNA [NM_002704]		
GO_ID	GO 分类号	GO:0002576(platelet degranulation) GO:0005355 (glucose transmembrane transporter		





上海浦东张江高科技园区祖冲之路1505弄138号6层 电 话: 021-38762096 021-38760130 免费热线: 4006400826 4006400860

		activity) GO:0005576(extra cellular region)
chrom	所在染色体	9
Strand	正负链	+
TxStart	转录起始	85068667
TxEnd	转录终止	85070166
GenomicCoordinates	染色体位置	
Cytoband	Cytoband 登录号	hs 9q21.32
Accessions	登录号	ens ENST00000422010 tc T HC2700111 linc TCONS_00 015701 linc TCONS_00016 624
Probe.type	探针类型	non-coding RNA
Sequence.source	序列来源	agilent G3 V2

3、差异筛选

● 差异筛选(该文件用 excel 打开)

在筛选差异基因之前,先进行探针过滤,用于比较的每组样本中至少有一组75%标记为"P"的探针留下进行后续分析。对于有生物学重复的分析,利用 T 检验得到的差异显著性 P 值和标准化信号值的差异倍数 Fold change 值进行筛选,标准为 Fold change 值>= 2.0 且 P 值<= 0.05。

ProbeName: 探针号	A_23_P326296
p: TTest 统计分析后基因的显著性 P 值, p 值越小显著性差异越大	0.01
FC: 组间差异倍数(负值表示下调)	-3
Log FC: 组间差异倍数绝对值, 经 log2 转换(负值表示下调)	1
FC(abs): 组间差异倍数绝对值,非 log2 转换	2.5
Regulation: 组间差异趋势, up 为上调, down 为下调	UP
样本名+.txt(normalized): 用 quantile 法标准化的信号值,且经过 log2 转换	12
gIsWellAboveBG_Call: 样本的旗标 ◆ P代表信号与背景差异显著 ◆ A代表信号与背景差异不显著 others: 芯片注释信息	P
差异分析筛选标准:	




上海浦东张江高科技园区祖冲之路1505弄138号6层 电 话: 021-38762096 021-38760130 免费热转: 4006400826 4006400860

- 对于生物学重复够做统计分析的组间比较,FC(abs) 大于或等于 2 且 p 小于等于 0.05,且用于比较的两组数据至少有一组数据 75%样本标记为 P。
- 对于生物学重复不够作统计分析的组间比较,FC(abs) 大于或等于 2, 且用于比较的两组数据至少有一组数据 100%样本标记为 P。

注:以上筛选阈值仅供参考,您可根据实验需要调整筛选标准,以得到合适的 差异表达基因。

● 火山图:

将比较所产生的差异表达情况反映到火山图中, X 轴是差异倍数以 2 为底取对数的值, Y 轴是 p-value 值以 10 为底取负对数的值。在设生物学重复的情况下(即使用统计分析法分析差异表达)将给出火山图。



log2(Fold change)

灰色点: Fold change 绝对值 < 2, P 值 > 0.05 的基因。

红色点: Fold change 绝对值≥2, P值≤0.05 的基因,这些为显著性差异基因。

4、GO 分析

对差异基因进行 GO 分析,从而对这个基因的功能进行描述。GO 包括三大板块,Biological Process,Cellular Component 和 Molecular Function,所以有三类结果。统计每个 GO 条目中所包括的差异基因个数,并用统计检验的方法计算每个 GO 条目中差异基因富集的显著性。计算的结果会返回一个富集显著性的 P值,小的 p值表示差异基因在该 GO 条目中出现了富集。可以根据 GO 分析的





上海浦东张江高科技园区祖冲之路1505弄138号6层 电 话: 021-38762096 021-38760130 免责热线: 4006400826 4006400860

结果结合生物学意义从而挑选用于后续研究的基因。**结果包含网页和条形图图** 片。

网页结果展示:

红色标注的是需要重点关注的!

Terms (Sorted by pvalue)

Rank	TermID	TermDescription	List Hits	List Total	Population Hits	Population Total	FoldEnrichment	P-value	FDR_bh
0	GO:0045944	positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter	632	8403	871	16329	1.44	1.1E-11	4.4E-08
1	GO:0045893	positive resulation of transcription, DWA- templated	377	8403	493	16329	1.51	3.48-09	6. 68-06
2	GO:0007411	axon suidance	298	8403	378	16329	1.55	2.1E-08	2, 3E-05

表头	示例
TermID: 条目在 Gene Ontology 的登录号	GO:0009612
TermDescription: 该条目的描述	cell growth
List Hits: 该 GO 条目中靶基因的个数	11
List Total: 注释到 GO 的总靶基因数	84
Population Hits:整张芯片注释到该条目中的基因个数	99
Population Total:整张芯片注释到 GO 的基因数	5085
FoldEnrichment: (list hits/List total)/(population hits/poplation total)	1.55
P-value: 富集显著性 P 值,P≤0.05 表示显著富集	3.71E-06
FDR_bh:采用 Benjamini-Hochberg 方法矫正后的 P 值	4.4E-08


图片结果展示:

按照 pValue 排序,对 rank 在前 20 位的条目(若总条目不大于 20,则全部展示)利用条形图进行展示。



上海浦东张江高科技园区祖冲之路1505弄138号6层 电 话: 021-38762096 021-38760130

免费热线: 4006400826 4006400860



5、Pathway 分析

利用 KEGG 数据库对差异基因进行 Pathway 分析,并且用统计检验的方法 计算每个 Pathway 条目中差异基因富集的显著性。计算的结果会返回一个富集显 著性的 P值,小的 P值表示差异基因在该 pathway 中出现了富集。Pathway 分 析对实验结果有提示的作用,通过差异基因的 Pathway 分析,可以找到富集差 异基因的 Pathway 条目,寻找不同样品的差异基因可能和哪些细胞通路的改变 有关。结果包含网页、csv 文件、条形图图片和通路图。

网页结果展示:

红色标注的是需要重点关注的!

Terms (Sorted by pvalue)

Rank	TermID	TermDescription	List Hits	List P Total	opulation Hits	Populatio Total	n FoldEnrichment	P-value	FDR_bh
0	path:hsa05200	Pathways in cancer	292	3434	398	6899	1.52	1.6E-07	4.5E-05
1	path:hsa05205	Proteoglycans in cancer	159	3434	204	6899	1.59	1.3E-05	0.0018
2	path:hsa04360	Axon guidance	107	3434	127	6899	1.71	4E-05	0.0038
3	path:hsa04310	Mot signaling pathway	113	3434	140	6899	1.64	8.4E-05	0,006

表头	示例
TermID: 条目在 KEGG 数据库的登录号	path: hsa04514
TermDescription: 该条目的描述	Endocytosis
List Hits: 该条目中靶基因的个数	37




上海浦东张江高科技园区祖冲之路1505弄138号6层 电 话: 021-38762096 021-38760130 免费热线: 4006400826 4006400860

List Total: 注释到 KEGG 的总靶基因数	546
Population Hits:整张芯片注释到该条目中的基因个数	203
Population Total:整张芯片注释到 KEGG 的基因数	5981
FoldEnrichment: (list hits/List total)/(population hits/poplation total)	1.59
P-value: 富集显著性 P 值,P≤0.05 表示显著富集	3.71E-06
FDR_bh:采用 Benjamini-Hochberg 方法矫正后的 P 值	4.4E-08

点击通路条目的名称,则超链接进通路图,结果展示如下:

path:hsa04310 Wnt signaling pathway 点击此处,则可以得到如下通路图



黄色表示该靶基因在该通路中的位置


条形图图片结果展示:

按照 pValue 排序,对 rank 在前 20 位的条目(若总条目不大于 20,则全部展示)利用条形图进行展示。





上海浦东张江高科技园区祖冲之路1505弄138号6层 电 话: 021-38762096 021-38760130 免费热线: 4006400826 4006400860




6、聚类分析

对差异表达基因进行非监督层次聚类。计算多个样品两两之间的距离,构成距离矩阵,合并距离最近的两类为一新类,计算新类与当前各类的距离,再合并、计算,直至只有一类为止,用挑选的差异基因的表达情况来计算样品直接的相关性,一般来说,同一类样品能通过聚类出现在同一个簇中,聚在同一个簇中的基因可能具有相似的生物学功能。用 Heatmap 展示。

通常初步分析后的差异基因比较多,初步的聚类结果只是针对样本进行聚类。如果老师想对样本和基因进行双向聚类,则需要您指定用于聚类分析的样本和基因,每一次聚类至少包含 3 个以上样本,基因数量尽量不要超过 1000。我们建议老师也可以尝试利用"报告\实验文件\3 常用软件\1 MEV 软件"进行聚类,该文件夹中有对应程序以及 PPT。



上海浦东张江高科技园区祖冲之路1505弄138号6愿 电 话: 021-38762096 021-38760130 免费热线: 4006400826 4006400860



色阶表示基因表达量从相对低(绿)到相对高(红)变化。行名代表探针名称,列名 代表样本名称。